

Сравнительная таблица популярных моделей концентраторов кислорода

Наименование	Насыщенность кислорода O ₂ , при потоке					Вес, кг	Мощность, до, Вт	Уровень шума, дБ	Небулайзе	Страна производитель	Цена, руб.
	1 л/мин	2 л/мин	3 л/мин	4 л/мин	5 л/мин						
1 литровые концентраторы кислорода (концентрация кислорода 90% при потоке 1 л/мин)											
Армед 8F-1(8Ф-1)	90%	60%	40%	33%	30%	7,8	100	35	нет	Россия	26490
Армед 7F-1L	90%	72%	55%	-	-	16,5	150	46	нет	Китай	26490
Santa HG3-W	90%	70%	60%	40%	30%	6	90	40	нет	Китай	25000
Atmung OxyBar	90%	65%	50%	35%	30%	5,2	100	40	нет	Китай	24000
3-х литровые концентраторы кислорода (концентрация кислорода 90% при потоке 3 л/мин)											
Армед 7F-3L	90%	90%	90%	82%	65%	26,5	350	49	есть	Китай	33490
Армед 7F-3A	90%	90%	90%	82%	65%	25	350	55	есть	Китай	35890
Atmung 3L-I	93%	93%	93%	75%	75%	21	300	50	нет	Китай	33500
Atmung LFY-I-3F-11	93%	93%	93%	75%	75%	21	300	35	есть	Китай	35500
Atmung LFY-I-3A-11	90%	90%	90%	-	-	8	220	35	нет	Китай	35900

Сравнительная таблица популярных моделей концентраторов кислорода

Наименование	Насыщенность кислорода O ₂ , при потоке					Вес, кг	Мощность, до, Вт	Уровень шума, дБ	Небулайзе	Страна производитель	Цена, руб.
	1 л/мин	2 л/мин	3 л/мин	4 л/мин	5 л/мин						
5-ти литровые концентраторы кислорода (концентрация кислорода 90% при потоке 5 л/мин)											
Концентратор кислорода Армед 8F-5	87~95%	87~95%	87~95%	87~95%	87~95%	24.2	600	55	нет	Китай	41900
Концентратор кислорода Армед 7F-5L	87~95%	87~95%	87~95%	87~95%	87~95%	26.8	600	55	есть	Китай	44490
Концентратор кислорода Армед 8F-5AW	93%	93%	93%	93%	93%	15.5	400	55	есть	Китай	48900
Концентратор кислорода Vantum Smart5 (JAY-5A mini)	93%	93%	93%	93%	93%	16	350	<35	нет	Китай	48500
Концентратор кислорода Invacare Perfect O ₂	87-95%	87-95%	87-95%	87-95%	87-95%	19	300	39.5	нет	Германия	69500
Концентратор кислорода Philips Respironics EverFlo	93%	93%	93%	93%	93%	14.1	295	43	нет	США	69000
Концентратор кислорода Bitmos OXY-6000 6L	95%	95%	95%	85%	80%	19.8	360	35	нет	Германия	85000
Концентратор кислорода Bitmos OXY-5000	95%	95%	93%	93%	85%	15	295	40	нет	Германия	98000
Концентратор кислорода Mark 5 Nuvo Life	93%	93%	93%	93%	90%	13.6	290	40	нет	США	52900

Заявка на консультацию